

Probenstecher Typ 6

Probenstecher mit Stahlspitze für pulverisiertes Prüfgut

Bestell-Nr.	Länge	Gewicht	Außen-Ø	Kammer/Öffnung
1710 0120	0,92 m	1,4 kg	22	1 (durchgehend)

Probenstecher Typ 7

Zur Entnahme von Proben aus geschlossenen Säcken.
Aus hartgezogenem Messingrohr mit Kupferspitze und
Holzhandgriff mit durchgehender Bohrung, zur Entleerung
durch den Griff.



Bestell-Nr.	Länge	Gewicht	Außen-Ø	Speziell für
1710 0105	0,40 m	0,22 kg	15 mm	Getreide
1710 0115	0,50 m	0,59 kg	25 mm	grobes Prüfgut